



Scheda Tecnica

Duracid® 10



Caratteristiche Tecniche

Duracid® 10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro.

Duracid® 10 può essere utilizzato all'interno di locali domestici, commerciali e industriali per controllare gli insetti striscianti e all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo delle zanzare. Il prodotto è idoneo per l'eradicazione di nidi di formiche.

Residualità: 4 settimane.

Dosi e modalità di impiego

Duracid® 10 può essere applicato utilizzando qualsiasi spruzzatore manuale o elettrico convenzionale in grado di produrre uno spruzzo a bassa pressione. Aggiungere il volume appropriato di DURACID® 10 al volume richiesto di acqua ed agitare. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la miscela prima del riutilizzo.

Duracid® 10 deve essere utilizzato:

- contro gli insetti striscianti: diluire 10 ml di prodotto concentrato in 1 l d'acqua - nel caso di superfici porose; diluire 5 ml di prodotto in 1 l d'acqua
- in caso di superfici non porose;
- per l'eradicazione dei nidi di formiche: diluire il prodotto in acqua allo 0.5%;
- contro la zanzara tigre: diluire 2 ml di prodotto in 1 l d'acqua.

Applicare il prodotto diluito con apposito nebulizzatore, applicandolo a spot su aree ristrette o in crepe e fessure contro gli insetti striscianti, intorno e all'ingresso del nido di formiche o trattando intorno all'edificio da un'altezza di 50 cm fino a 150 cm contro la zanzara tigre.

Duracid® 10

Insetticida concentrato per ambienti interni ed esterni contro insetti volanti e striscianti

Titolare dell'autorizzazione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Officina di produzione

Abiotech Institute S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia

Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00869/BBP

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina pura (CAS N. 52315-07-8)	10 g
Coformulanti q.b. a	100 g

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
02872	Flacone 250 ml	24 pezzi	48 cartoni
03072	Flacone 1 l	12 pezzi	32 cartoni
03073	Tanica 5 l	4 pezzi	24 cartoni

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD)
Tel: +39 049 9337111
www.vebi.it