

MultiPy automatic



Caratteristiche Tecniche

MultiPy automatic è un insetticida pronto all'uso indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici, civili, industriali, rurali, agricoli.

Dosi e modalità di impiego

Il prodotto può essere efficacemente impiegato in industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pasticci, pasticcerie, molini, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione (inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici); abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere; locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere; magazzini, container; aree portuali e aeroportuali.

È destinato all'impiego in ambienti chiusi. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone. Se necessario ripetere il trattamento in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.

Contro gli insetti volanti quali zanzare (*Culex pipiens*), zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e mosche (*Musca domestica*) utilizzare una bombola da 250 ml di prodotto per 120 m³.

Posizionare il dispenser centralmente su un lato della stanza da trattare ad un'altezza di 1.80 m. Azionare il dispositivo per minimo 1 ora (un'ora corrisponde a 8 erogazioni con un programma di 7.5 minuti tra uno spruzzo e l'altro). Non tenere in funzione il dispositivo durante la permanenza di persone e animali in ambienti chiusi. Alla fine del trattamento, aerare gli ambienti trattati prima di soggiornarvi

Avvertenze

I locali non devono essere accessibili a bambini e/o animali domestici durante il trattamento.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Manipolare il recipiente con cautela. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare di inalare direttamente il preparato o di spruzzarlo negli occhi. Non impiegare in quantità eccessiva o impropria. Se il preparato viene impiegato dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Allontanare gli eventuali animali domestici prima del trattamento. Non impiegare in agricoltura

MultiPy automatic

Insetticida aerosol pronto uso per il controllo degli insetti volanti

Titolare della registrazione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Officina di confezionamento

Abiotech Institute S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 7485504
www.abiotech.eu

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 21495

Composizione

Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante solventi idrocarburici (CAS N. 89997-63-7)	1,0 g
Propellente e coformulanti q.b. a	100,0 g

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
04007	Bombola 250 ml	48 pezzi (8 scatole x 6 pezzi)	18 cartoni